

Diathermie pencil met geïntegreerde rookafvoer

Met een geïntegreerde telescopische functie, die onmiddellijk een oplossing biedt voor zowel diepe als oppervlakkige incisies



OK-personeel loopt risico telkens als er chirurgische rook ontstaat in de operatiekamer. De oplossing ligt in uw handen met de nieuwe, unieke Mölnlycke® rookafvoerpen, een uitstekende oplossing die de blootstelling aan rook tot een minimum beperkt en het operatieveld duidelijk zichtbaar maakt. De veiligheid van u en uw patiënten staat voorop.

- Een alles-in-één lichtgewicht, compact ontwerp met een geïntegreerde telescopische functie die een onmiddellijke oplossing op maat biedt voor zowel diepe als ondiepe incisies.
- De Mölnlycke rookafvoerpen biedt een duurzame, DEPH- en PVC-vrije oplossing.
- Heel groot afvoervermogen (95 l/min) beperkt de blootstelling aan rook tot een minimum en maakt het operatieveld snel zichtbaar.
- Verkrijgbaar in zowel uw Mölnlycke ProcedurePak® trays als individueel verpakt.


Technische gegevens

Keuze van elektroden:

Roestvrij staal **1** voor snelle, eenvoudige ingrepen.

Gelaagd PTFE **2** voor minder onderbrekingen van operaties door verbrand weesfel.

Geïsoleerd PTFE **3** voor minder risico op onopzettelijke weefselschade van omliggende weefsels.



360° draaiende pencil zorgt voor bewegingsvrijheid en verkleint het risico op een vermoeide pols

Universele 22mm connector past op alle rookafvoermachines

Smalle diameter zorgt voor precisie, controle en betere visualisatie, met name in kleine ruimtes

Handige kabel van 4 meter

Bestelinformatie (individueel verpakt)

Art.nr.	Productnaam en omschrijving
420100-00	Rookafvoerpen, PTFE-elektrode
420101-00	Rookafvoerpen, PTFE-geïsoleerde elektrode
420102-00	Rookafvoerpen, RVS-elektrode

Wettelijke fabrikant: Prima Medical Limited.

Geïmporteerd en gedistribueerd door: Mölnlycke Health Care AB

Meer informatie vindt u op mohnlycke.com

Mölnlycke Health Care BV, Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG Utrecht, Nederland. Tel. 076 521 96 63.
Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50.

De Mölnlycke, BARRIER en ProcedurePak merknamen, namen en logo's zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep. © 2024 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. HQIM005698

